LIBERBLU

GOCCE OCULARI, ACIDO IALURONICO CROSS - LINKATO 0,1%

Gocce oculari senza conservanti, lubrificanti a base di Acido Ialuronico cross-linkato. Dispositivo medico sterile. L'Acido Ialuronico cross-linkato è una forma di Acido Ialuronico realizzata per ottenere dalla molecola più viscoelasticità e stabilità, assicurando così una migliore lubrificazione, idratazione ed una maggiore permanenza del prodotto sulla superficie oculare.

INDICAZIONI

- trattamento sintomatico della sindrome dell'occhio secco;
- tutti i tipi di secchezza oculare causati da ipolacrimia (insufficiente produzione di lacrime) o da dislacrimia (eccessiva evaporazione del film lacrimale);
- protezione corneale come sostituto lacrimale dopo traumi oculari (procedure diagnostiche chirurgo oftalmiche);
- stress oculare ambietale (vento, polvere, aria condizionata, aria secca e aria inquinata, ecc.);
- stress visivo (utilizzo prolungato del computer, condizioni sfavorevoli di illuminazione, ecc.); umettante e lubrificante oculare (utilizzo prolungato di lenti a contatto).

ISTRUZIONI PER L'USO

1) rimuovere l'anello di sicurezza tirando la linguetta;
2) togliere il cappuccio dal flacone;
3) posizionare il flacone sopra l'occhio;
4) esercitare una pressione graduale sul flacone;
5) richiudere il flacone dopo ogni utilizzo.

Per gli utilizzatori di lenti a contatto:
instillare 2-3 gocce sulla lente prima o dopo l'applicazione. All'occorrenza ripetere l'operazione, con lenti a contatto indossate, anche più volte al giorno. Smaltire secondo le norme vigenti.



AVVERTENZE

- in caso di irritazione oculare, interrompere l'uso del prodotto e contattare uno specialista;
- non usare in caso di allergia o ipersensibilità ad uno dei componenti del prodotto;
- non toccare la superficie dell'occhio con il contagocce;
- tenere lontano da fonti di calore, conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 5 e 35 °C;
- tenere fuori dalla portata dei bambini;
- non ingerire;
- non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza;
- utilizzare entro 180 giorni dal primo utilizzo;
- richiudere bene il flacone subito dopo l'uso;
- non usare il prodotto se la confezione appare danneggiata.

COMPOSIZIONE

Acido Ialuronico cross linkato 0.1%, soluzione isotonica tamponata pH 7,2, disodio edetato. Prodotto senza conservanti. Non contiene Clorexidina, Thimerosal, Benzalconio Cloruro, Fenossietanolo e componenti di origine animale.

CONFEZIONE 10 ml.

Fxxx Rev. 06032023

Distributore esclusivo: Liberfarma Srl - Firenze

LIBERFARMA